


# SIMULADOR PARA INYECCIONES FACIALES - MODELO G ADULTO

Nº DE PRODUCTO: 3175



## DESCRIPCION:

[et\_pb\_section fb\_built="1" theme\_builder\_area="post\_content" \_builder\_version="4.21.0" \_module\_preset="default"][/et\_pb\_section]

## HABILIDADES:

- Inyección de Botox (toxina botulínica)
- Técnicas de relleno superficial

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- Fabricado con silicona de alta calidad ultrarrealista
- Esculpido y moldeado por expertos
- Pintado a mano hasta el más mínimo detalle

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Permite la inyección de fluidos: Tras la administración, secar la zona tratada con un pañuelo y/o papel. Pellizcar la zona para extraer el fluido del interior por el mismo orificio donde se realizó la inyección
- Verificar que el fluido ha sido extraído totalmente para evitar deformaciones en el aspecto del simulador

## INCLUYE:

- 1 Modelo de inyecciones faciales
- 1 Soporte

## MODULOS ADICIONALES:

### MODELOS DISPONIBLES:

- Modelo A (Ref. 3182): mujer joven de piel clara
- Modelo B (Ref. 3179): Mujer de edad avanzada con piel clara
- Modelo C (Ref. 3181): Mujer de mediana edad con piel oscura
- Modelo D (Ref. 3178): Hombre de edad avanzada con piel clara
- Modelo E (Ref. 3177): Mujer joven de piel clara
- Modelo F (Ref. 3183): Mujer de mediana edad con piel media
- Modelo G (Ref. 3175): Mujer de mediana edad con piel clara

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>