



SIMULADOR DE EXAMEN OCULAR - OPHTHOSIM

Nº DE PRODUCTO: 2281



DESCRIPCION:

OphthoSim es muy eficaz en formar a los estudiantes para que reconozcan y diagnostiquen patologías oftalmológicas a través de la experiencia práctica dinámica y la interacción con un amplio contenido de software.

Una base de datos con más de 200 imágenes de alta resolución permite numerosos escenarios de formación.

HABILIDADES:

- Práctica en visión monocular y técnica oftalmoscópica / fernoscópica
- Principios de examen y técnicas
- Identificación de características retinianas
- Diagnóstico de patologías oculares

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CASOS Y PATOLOGÍAS:

PATOLOGÍAS DE LA RETINA:

- Retina normal
- Retinopatía diabética
- Retinopatía hipertensiva
- Papiledemas
- Enfermedad vascular retiniana
- Desprendimiento de retina
- Degeneración macular relacionada con la edad
- Tumores
- Glaucoma
- Neuropatías ópticas
- Trauma

CARACTERÍSTICAS:

- El oftalmoscopio OphthoSim™ suministrado está instrumentado para detectar el movimiento y la orientación del usuario y controlar la visualización de la región retiniana adecuada.
- La geometría del ojo reproduce de forma realista el aumento del cristalino en el ojo humano y diferentes condiciones clínicas
- Iris ajustable que se dilata y contrae para añadir complejidad
- Verifica el progreso del estudiante, ya que los movimientos y la orientación del oftalmoscopio son seguidos por el instructor para completar el bucle de retroalimentación del aprendizaje.
- Incluye módulos de formación y rutinas de prueba para practicar y evaluar la técnica
- La función Landmarking del software permite al instructor resaltar las características específicas de las patologías a medida que el alumno las visualiza- OphthoSim™ es interoperable con la plataforma OtoSim™.

INCLUYE:

- 1 unidad base de Ophthosim
- 1 pieza de ojo
- 1 Oftalmoscopio instrumentado
- 1 caja de control
- 1 paquete de software y manual

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- 1 juego de caja fuerte



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>