


# Almohadilla de entrenamiento avanzado en acupuntura

Nº DE PRODUCTO: 1904



## DESCRIPCION:

Almohadilla de entrenamiento avanzado para ejercicios de acupuntura.  
Se han integrado dos niveles de dificultad para medir la profundidad de la inserción de la aguja.

## HABILIDADES:

- Mano dominante para sostener la aguja
- Mano no dominante para ayudar a la inserción
- inserción perpendicular
- inserción oblicua

## CARACTERISTICAS:

### GENERAL:

- La piel está hecha de un material especial que no deja marcas de agujas incluso después de innumerables prácticas.
- Se trata de una almohadilla de entrenamiento de tamaño óptimo para dominar la habilidad de inserción asistida con la mano no dominante, y su elasticidad moderada proporciona una sensación de ajuste de la presión de la superficie de la piel. Los alumnos también pueden practicar

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

la inserción perpendicular u oblicua confirmando el ángulo con el transportador semicircular que aparece en el lateral de la almohadilla de entrenamiento.

- Los alumnos pueden fijar la almohadilla a cualquier parte del cuerpo utilizando &#8220;cierres de gancho y bucle&#8221;;  
La práctica en pareja facilita una práctica realista de inserción de agujas en postura real. Actuando como &#8220;paciente&#8221;;, se puede experimentar la ansiedad de recibir tratamiento y también comprender las necesidades de consideración psicológica.

#### **NIVELES DE DIFICULTAD:**

- Dos puntos de punción de diferente profundidad permiten practicar por niveles de dificultad.  
- La almohadilla de entrenamiento tiene luz indicadora y sonido de campanilla para informar si el punto de inserción es correcto o incorrecto, da una sensación de imagen tridimensional.

### **INCLUYE:**

- 1 almohadilla de acupuntura con electrónica
- 1 cinturón
- 1 banda elástica
- 1 caja de almacenamiento

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>