

# Simulador para bloqueo nervioso radial/medial/cubital (muñeca) guiado por ecografía

Nº DE PRODUCTO: 4334



## DESCRIPCION:

El simulador de bloqueo de muñeca facilita la adquisición de conocimientos y habilidades para la realización de bloqueos de los nervios mediano, cubital y radial.

## HABILIDADES:

- Permite la práctica de inyecciones, el reconocimiento de la anatomía de la muñeca y la colocación precisa de agujas guiadas por ecografía.

### BLOQUEO NERVIOSO GUIADO POR ECOGRAFÍA:

- Mediano
- Cubital
- Radial

## CARACTERISTICAS:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

#### GENERAL:

- El tejido de los simuladores es autorreparable y duradero.
- Tejido que admite el uso de cualquier equipo de ecografía/ultrasonidos.
- Los vasos representados son sólidos, no requieren de llenado con líquido para su utilización. De esta forma se eliminan las fugas de líquido, ofreciendo un entorno de aprendizaje más aséptico.
- Fácil limpieza y almacenaje, simplemente retire completamente el gel de ultrasonidos y elimine la humedad del tejido.
- El simulador incorpora una bandeja rígida para la recogida de fluidos.

#### ANATOMÍA REPRESENTADA:

- Hueso radio
- Hueso cubital del carpo
- Nervio mediano
- Nervio cubital
- Arteria radial
- Arteria cubital
- Músculo profundos
- Músculo superficiales

#### INCLUYE:

- Simulador para bloqueo nervioso radial/medial/cubital (muñeca) guiado por ecografía
- 1 Inserto (preinstalado)
- Base rígida de soporte y recogida de fluidos
- Bolsa anti-polvo
- Maleta de transporte

#### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>