

# Pierna para control de hemorragias - 3 heridas

Nº DE PRODUCTO: 4099



## DESCRIPCION:

Entrenador de habilidades médicas para practicar el control de hemorragias en las extremidades inferiores (pierna) con una simulación muy realista de heridas y sangrado. Es la herramienta perfecta para mejorar la formación en cuidados prehospitalarios mediante un entrenamiento instructivo y práctico del control de hemorragias que incluye relleno de heridas y aplicación de torniquetes. Este simulador resulta especialmente adecuado para capacitación en Cuidado de Heridos en Combate Táctico (TCCC) y víctimas civiles.

La **Pierna de entrenamiento de control de hemorragias** es una solución sencilla y asequible para aprender de forma realista a controlar hemorragias y a tratar lesiones traumáticas en el muslo. Los alumnos adquirirán confianza para tratar las hemorragias complicadas practicando técnicas de torniquete, relleno de heridas y amputación.

La pierna de entrenamiento consta de tres patrones de heridas distintos:

- Laceración profunda (penetración aproximada de 4 cm) en la zona genital
- Herida de bala (GSW) con entrada y salida en la parte superior del muslo
- Amputación a la altura de la rodilla

## MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

## CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- Sistema de bombeo de sangre manual suministra sangre artificial a cada herida por separado o bien a dos o tres a la vez en cualquier combinación.
- Diversos escenarios de hemorragia pulsátil arterial o venosa.
- Respuesta visual directa, detención del sangrado por oclusión mecánica.

### PROCEDIMIENTOS CONTROL DE HEMORRAGIAS:

- Torniquetes a extremidades
- Relleno de heridas
- Aplicación de dispositivos hemostáticos
- Vendaje de heridas grandes/muñones
- Técnica de caída de rodillas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- El entrenador simula la pierna de un hombre adulto amputada a la altura de la rodilla con una anatomía exterior muy realista.
- La piel es de silicona resistente SKINlike™ de alta calidad para simular la piel humana y su tacto
- Incluye puntos de referencia óseos y vasos sanguíneos palpables.
- Respuesta directa: el sangrado se detiene (por oclusión mecánica de los vasos sanguíneos) cuando se ha aplicado correctamente un torniquete (colocación y cierre)
- Puede aplicarse un torniquete alto y apretado o a 5-8 cm (2"-3") por encima de la herida
- Cada herida puede ocultarse con una cubierta específica para crear escenarios de lesiones modulares
- Cada herida puede sangrar por separado.
- Diseñado para uso de campo: fabricación resistente, no necesita baterías ni alimentación externa
- Fácil de limpiar y de trasladar en la bolsa de transporte (incluida)
- Simulador realista económico para sesiones de formación frecuentes

### SISTEMA DE SANGRADO:

- Depósito de sangre seguro (2 litros) con sistema de bombeo de sangre manual que simula una hemorragia pulsátil arterial o venosa
- Sin reflujo de sangre al depósito mientras se rellena la herida para realizar una simulación ininterrumpida.
- Contiene 250 ml de concentrado de sangre artificial para preparar 2 litros de sangre

## INCLUYE:

- Pierna de traumatismo con 3 heridas traumáticas distintas, piel clara u oscura a elegir

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

- 2 cubiertas para heridas
- Sistema de bombeo de sangre manual
- Bolsa de transporte
- Bolsa de arena
- Depósito de sangre de 2 litros
- Concentrado de sangre artificial 250 ml



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>