

SIMULADOR DE LECTURA DE LA TENSION ARTERIAL OMNI1

Nº DE PRODUCTO: 1174



DESCRIPCION:

El simulador de lectura de la tensión arterial incluye un brazo izquierdo adulto de tamaño normal que también se puede conectar a cualquier simulador Gaumard® adulto.

Se trata de una herramienta de formación versátil, diseñada para ayudar a los profesionales de la salud a enseñar los procesos y las habilidades necesarias para realizar procedimientos y técnicas de auscultación de la presión arterial.

HABILIDADES:

- Palpación
- Colocación del manguito
- Desinflado del manguito
- Presurización manual

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Auscultación de los ruidos de Korotkoff
- Detección de la separación de los ruidos de Korotkoff
- Palpación de pulsos radiales
- Lectura de la presión arterial
- Comunicación profesional-paciente

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Brazo izquierdo de tamaño normal que también puede acoplarse al maniquí Gaumard
- Pulso radial programable y palpable cuando la presión del manguito es inferior a la presión arterial sistólica seleccionada
- Sonidos de Korotkoff K1 a K4 (K5 es silencioso) audibles entre las presiones sistólica y diastólica
- Los sonidos Korotkoff se silencian automáticamente si se selecciona el intervalo de auscultación
- Los sonidos Korotkoff se ajustan automáticamente en función de la frecuencia cardíaca seleccionada y la velocidad de desinflado del manguito
- Estetoscopio convencional para auscultar los ruidos Korotkoff en la zona antecubital
- Tutor de auscultación de la presión arterial programable
- Presiones sistólica y diastólica ajustables
- Hueco de auscultación ajustable
- Frecuencia de pulso ajustable

INCLUYE:

- 1 brazo adulto de tamaño completo
- 1 esfigmomanómetro aneroides
- 1 manguito adaptado
- 1 controlador omni
- 1 bolsa de transporte suave
- 1 Adaptador de CA de suministro de energía (100 – 240VAC)
- 1 Manual de instrucciones

MODULOS ADICIONALES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

JUEGO DE ALTAVOCES EXTERNOS OPCIONAL (se vende por separado):

- Sonidos Korotkoff a través de altavoces con volumen controlado mientras ausculta con el estetoscopio
- Permite incorporar el aprendizaje colaborativo reproduciendo los sonidos de Korotkoff para varios estudiantes simultáneamente

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>