

Simulador de pierna para acceso IV e IO en recién nacido

Nº DE PRODUCTO: 1171



DESCRIPCION:

La **pierna de acceso intravenoso e intraóseo** simula la de un recién nacido.

Un **hueso tibial reemplazable descansa bajo una piel exterior suave**. Incluye puntos de referencia anatómicos para enseñar el acceso y la infusión intraósea. Se incluyen un par de venas/arterias femorales y un sitio de inyección intramuscular.

HABILIDADES:

- Acceso intraóseo
- Ejercicios de infusión de medicamentos/líquidos
- Ejercicios de extracción de sangre
- Inyección intramuscular
- Ejercicios de formación intravenosa

CARACTERISTICAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Pierna derecha tamaño recién nacido
- Montado sobre base Lucite® ahumada
- La bolsa de sangre y el soporte proporcionan un suministro continuo de sangre
- Acceso vascular intraóseo
- Realista “pop” cuando la aguja penetra en la corteza y entra en la médula ósea
- Retorno de la sangre al entrar con éxito
- Las venas resisten múltiples pinchazos
- Piel y venas fácilmente reemplazables
- Dieciséis insertos óseos tibiales realistas e intercambiables

INCLUYE:

- 1 Pierna de entrenamiento del recién nacido IV
- 1 Set de vena femoral
- 1 Stand para colocación de reservorio de sangre
- 16 Huesos tibiales intercambiables
- 1 Bolsa de sangre
- 1 Bomba de presión manual
- 1 Bolsa de transporte suave
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>