

Brazo para medición de tensión arterial - Con tablet OMNI2

Nº DE PRODUCTO: 1173



DESCRIPCION:

El Sistema de Entrenamiento de Presión Arterial con OMNI® 2 incluye un **brazo izquierdo de adulto de tamaño normal** que también puede conectarse para seleccionar simuladores Gaumard® para adultos. Se trata de una herramienta de formación versátil diseñada para ayudar a los profesionales sanitarios a enseñar los procesos y las habilidades necesarias para **realizar procedimientos y técnicas de auscultación de la presión arterial**.

El paquete incluye la **nueva tablet de control OMNI® 2** para una operación simple, de "tocar y listo".

HABILIDADES:

- Palpación
- Colocación del manguito
- Desinflado del manguito

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Presurización manual
- Auscultación de los ruidos de Korotkoff
- Auscultación de ruidos de Korotkoff
- Palpación de pulsos radiales
- Lectura de la presión arterial
- Comunicación profesional-paciente

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Brazo izquierdo de tamaño normal que también puede acoplarse al maniquí Gaumard

HABILIDADES DE AUSCULTACIÓN:

- Sonidos de Korotkoff K1 a K4 (K5 es silencio) audibles entre las presiones sistólica y diastólica utilizando un estetoscopio real
- Los sonidos Korotkoff se silencian automáticamente si se selecciona el intervalo de auscultación
- Los sonidos Korotkoff responden a la frecuencia cardíaca y a la velocidad de desinflado del manguito
- Estetoscopio convencional para auscultar los ruidos Korotkoff en la zona antecubital
- Tutor de auscultación de la presión arterial programable
- Presiones sistólica y diastólica ajustables
- Hueco de auscultación y frecuencia del pulso programables

HABILIDADES DE PALPACIÓN:

- Pulso radial palpable programable cuando la presión del manguito es inferior a la presión arterial sistólica seleccionada
- Retorno automático del pulso radial cuando la presión del manguito es inferior a la presión arterial sistólica seleccionada

MANDO INALÁMBRICO OMNI2:

- El sistema de entrenamiento de tensión arterial con OMNI® 2 está diseñado para entrenar los procesos y habilidades necesarios para realizar procedimientos y técnicas de auscultación de la tensión arterial. Ahora controle el brazo de forma inalámbrica con sólo un toque utilizando el OMNI@2.
- Conéctese al sistema de entrenamiento de tensión arterial desde una distancia de hasta 12 metros mediante conectividad Bluetooth.
- Registra y muestra claramente la presión del manguito con gráficos en tiempo real
- Programa la presión sistólica, la presión diastólica, la frecuencia cardíaca y el intervalo de auscultación con sólo un toque.

INCLUYE:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- 1 brazo adulto de tamaño completo
- 1 unidad de esfigmomanómetro de aeroides
- 1 manguito adaptado
- 1 controlador de tableta inalámbrico omni2
- 1 bolsa de transporte suave
- 1 fuente de alimentación adaptador de CA
- 1 Manual de instrucciones

MODULOS ADICIONALES:

JUEGO DE ALTAVOCES EXTERNOS OPCIONAL (se vende por separado):

- Reproduzca los sonidos de Korotkoff a través de altavoces con volumen controlado mientras ausculta con el estetoscopio.
- Incorpore el aprendizaje colaborativo reproduciendo los sonidos Korotkoff para varios estudiantes simultáneamente

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>