

Entrenador para aplicacion de torniquete - TruTouniquet

Nº DE PRODUCTO: 2946



DESCRIPCION:

TruTourniquet se ha diseñado para practicar el control de hemorragias masivas en traumatismos de las extremidades inferiores. El modelo se basa en un muslo derecho y proporciona un control realista de la hemorragia con información visual sobre la actuación del usuario. El modelo TruTourniquet es una solución realista para un entrenamiento sólido en el control de hemorragias masivas asociadas a amputaciones traumáticas, por ejemplo, lesiones por explosión.

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- ¡Es realista! Peso, tamaño y movimiento de la pierna implicada en una amputación traumática, con un punto de hemorragia y un fémur

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



fracturado.

- ¡Es duradero! Probado para más de 40.000 aplicaciones de torniquete sin fallos.
- Los usuarios pueden simular una hemorragia masiva cuando el producto se conecta al suministro de sangre a presión.
- El modelo proporciona información visual cuando se ha aplicado la fuerza de torniquete correcta.
- Configuración rápida y sencilla en menos de 5 minutos: si el sistema sanguíneo está vacío, basta con verter la sangre de nuevo en la bomba.
- Posibilidad de separar el muñón de la base para utilizarlo en un entorno ajeno al aula.
- El protector contra salpicaduras ayuda a evitar el desbordamiento de la sangre y reduce al mínimo la suciedad. Puede colocarse y retirarse fácilmente según sea necesario.

INCLUYE:

- 1 TruTourniquet con clips de base y bomba de presión
- 1 Maletín de transporte TruTourniquet
- 1 Pasador de bisagra de repuesto con anillo partido
- 3 Tornillos de sujeción de repuesto
- Sangre concentrada 250 ml
- Embudo de plástico

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>