

FANTOMA DE SENO CON TUMORES PARA ECOGRAFIAS - SONOTRAIN

Nº DE PRODUCTO: 1560



DESCRIPCION:

Fantoma de seno con tumores para ecografías, tres tumores, para realizar exploración ecográfica, extracción e inyección de tejido.

HABILIDADES:

- Mejorar la destreza
- Mejorar la coordinación mano-ojo
- Habilidades de palpación y exploración
- Detección de tumores mediante ecografía
- Ejercicios de inyección

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Extracción de tejidos

CARACTERISTICAS:

- El material de entrenamiento SONOtrain™ simula la sensación de los tejidos blandos reales para llevar a cabo palpaciones, inyecciones, muestra una textura realista y ecogenicidad en las imágenes de ultrasonido.
- Es una excelente herramienta de enseñanza para la formación básica, para mejorar la destreza y la coordinación mano-ojo.
- El aparato de ultrasonidos se vende por separado
- Dimensiones: 36 x 36 x 12,5 cm

INCLUYE:

- 1 bloque de SONOTrain
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>