




Simulador de parto avanzado ultrarrealista - SUPER OB SUSIE

Nº DE PRODUCTO: 1141



DESCRIPCION:

El nuevo simulador de parto avanzado **SUPER OB SUSIE** es una pelvis de parto realista diseñada para enseñar las **habilidades de manejo del parto**, y el parto a estudiantes de todos los niveles. Las **estructuras anatómicamente precisas** permiten a los alumnos desarrollar habilidades clínicas transferibles a la formación basada en escenarios. El diseño modular permite que la funcionalidad se amplíe con las crecientes necesidades de formación específicas.

Para extender aún más el uso, se encuentran disponibles módulos adicionales de reparación de episiotomía y hemorragia posparto.

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Ejecutar partos cefálicos
- Realizar la maniobra de Ritgen
- Practicar partos de nalgas (completo, franco y de pie)
- Realizar la maniobra de Pinard
- Simular una distocia de hombros
- Practicar intervenciones de emergencia: Maniobra de McRobert, presión suprapúbica, barrido del brazo posterior y tornillo de Wood
- Realizar ejercicios de placenta y umbilical: alumbramiento de la placenta, placenta previa parcial, cordón nuczal, prolapso del cordón, nudo verdadero y muchos otros
- Practicar procedimientos de cordón umbilical como pinzamiento y corte
- Demostrar la rotación interna, la expulsión y la rotación externa
- Realizar partos operativos con instrumentos reales como el parto con succión al vacío y el parto asistido con fórceps
- Simular la succión nasal y oral
- Administración de supositorios rectales.

CARACTERÍSTICAS:

PELVIS SUPER OB SUSIE:

- Torso inferior de tamaño adulto desde el diafragma hasta los cuádriceps
- Piel suave con articulaciones sin costuras para mayor realismo.
- Puntos de referencia pélvicos anatómicamente precisos que incluyen espinas isquiáticas y cóccix
- Admite entrenamiento en banco o simulación híbrida
- Funda abdominal extraíble para embarazadas
- La articulación de las articulaciones de la cadera ayuda a realizar la maniobra de McRobert.
- Cérvix y canal de parto removibles
- Placenta realista con cotiledones removibles
- Practicar ejercicios de cateterismo con uretra permeable
- El depósito de orina tiene una capacidad de hasta 400 ml
- El recto permeable acepta supositorios

BEBÉ A TÉRMINO:

- El recién nacido a término tiene puntos de referencia palpables, extremidades articuladas y piel suave de todo el cuerpo.
- Uniones articuladas sin costuras
- Cavidades nasales y bucales.
- Fontanelas y suturas palpables
- Cuero cabelludo liso y sin costuras
- Articulación realista del cuello y el torso
- Cordón umbilical y muñones de cordón desmontables para cortes y pinzas adicionales.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



INCLUYE:

- 1 SUPER OB SUSIE CAMPO DE PARTENTE TORSO
- 1 Abdomen embarazada
- 1 Neonato a término completo
- 1 Placenta con cotyledons
- 2 Cordones umbilicales
- 2 Tocones umbilicales
- 2 Cervix
- 2 Canal de nacimiento
- 1 Talco en polvo
- 1 Aceite mineral para lubricación
- 1 Kit de llenado urinario
- 1 Manual de instrucciones

MODULOS ADICIONALES:

KIT PARA HEMORRAGIA POST-PARTO (se vende por separado):

- El paquete de gestión de la HPP permite el entrenamiento de las habilidades posparto y manejo de emergencias.
- Incluye: Perineo HPP, útero borroso, Cérvix HPP y concentrado de sangre

KIT DE EPISIOTOMÍA Y SUTURA POSPARTO (se vende por separado):

- Los entrenadores de reparación de episiotomía simulan el tejido humano y soportan el uso de suturas e instrumentos reales.
- Incluye: Episiotomía mediolateral izquierda con perineo y Episiotomía de la línea media con perineo.

MECANISMO DE ASISTENCIA AL PARTO (se vende por separado):

- La palanca manual del mecanismo de asistencia de salida hace que el descenso y la rotación del control se hagan sin esfuerzo.
- Incluye: Mecanismo de parto, panel trasero y sujecciones fijas.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>