

MONIVENT NEO VENTILACIÓN NEONATAL

Nº DE PRODUCTO: 1778



DESCRIPCION:

Monivent Neo Training es un soporte esencial para la formación de ventilación a partir de maniqués.

La capacidad de proporcionar una ventilación eficaz es un factor crítico en el manejo de los recién nacidos que requieren de soporte ventilatorio.

HABILIDADES:

- Neonatal ventilation training
- Emergency scenarios management
- BVM correct positioning

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- As the need to apply this skill can be relatively infrequent, there is a clear need for regular and high quality ventilation training.
- To meet this need, the Monivent Neo Training device offers a unique training solution for maintaining and improving manual ventilation skills.
- Monivent Neo Training is used during ventilation training on manikin.

MEASURED PARAMETERS:

- It measures flow via a sensor module wirelessly integrated in the face mask and provides continuous feedback on several ventilation parameters, including tidal volume and mask leakage.
- Feedback is displayed numerically and graphically on an external monitor.
- A color indication on the display and on the sensor module shows if tidal volumes are within a set target range, or guides the caregiver to make the necessary adjustments to the ventilation.

KEY FEATURES:

- Simple set up by connecting the Monivent Neo Training face mask to conventional bag valve mask or T-piece ventilation device.
- Wireless data transfer enhances realism by eliminating connecting cables or tubing.
- Continuous real time feedback enhances and speeds up learning.
- Feedback on mask leakage helps identify need to adjust face mask position.
- PIP in combination with VT_e helps identify potential airway obstruction and provides a better understanding of lung compliance.
- Personal training log showing performance over time, increases motivation to practice and improves ventilation skills.

INCLUYE:

- 1 Tableta Monivente Neo con software preinstalado
- 3 sensores de presión diferentes con adaptador de máscara
- 1 base cjarger
- 1 fuente de alimentación
- 1 caja de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>