



# Simulador pediátrico 5 años para Soporte vital Avanzado con tablet - MIKE MICHELLE

Nº DE PRODUCTO: 1274



## DESCRIPCION:

Five-Year-Old PEDI® Nursing Care Patient Simulator ha sido diseñado para ayudar a los participantes a practicar y desarrollar cuidados de enfermería pediátrica y habilidades de reanimación.

Incluye una vía aérea intubable, un brazo de entrenamiento de inyección, una pierna de inyección intraósea y un sistema arterial/venoso adecuado para garantizar que los participantes en los programas de entrenamiento de soporte vital avanzado reciban entrenamiento práctico.

## HABILIDADES:

- Intubación endotraqueal oral y nasal

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Alimentación por vía nasal
- Infusión intraósea
- Ejercicios de inyección intramuscular
- Entrenamiento intravenoso
- Palpación manual de pulsos
- Ventilación BVM
- Formación en reanimación (RCP)
- Lavado/gavaje
- Examen del canal auditivo
- Técnicas de aspiración gástrica

## CARACTERÍSTICAS:

### GENERALES:

- Simulador de cuerpo entero con piel facial suave y realista y pelo moldeado
- Los ojos pueden cerrarse o abrirse manualmente
- Inclinación de la cabeza/elevación del mentón
- Intubación endotraqueal
- Intubación nasogástrica
- Lengua, dientes y vías respiratorias realistas
- Infusión intraósea
- Brazo de entrenamiento intravenoso
- Vena femoral
- Pulsos manuales palpables: carótida, femoral, braquial
- BVM con elevación realista del tórax
- Puntos de referencia anatómicos para la RCP
- Lavado/gavaje
- Puntos de inyección intramuscular
- Canal auditivo simulado
- Práctica de ejercicios de aspiración gástrica
- Articulación de cabeza, mandíbula, brazo y piernas

## INCLUYE:

- 1 simulador de pacientes pediátricos multiusos
- 1 bombilla de compresión con tubo
- 1 Pierna IO Tibia Bones
- 1 tibia derecha cubierta de hueso

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

- 1 piel de brazo derecho
- 1 jeringa de llenado
- 1 lubricante sintético
- 1 concentrado de sangre
- 1 Manual de instrucciones



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>