

Pad de sutura de la pared abdominal de la vaca

Nº DE PRODUCTO: 3369



*Soporte
opcional



DESCRIPCION:

Este pad de sutura multicapa ofrece la oportunidad de entrenar la incisión quirúrgica y el cierre de la pared abdominal bovina, tal como se practica en las cesáreas en rumiantes.

El modelo de sutura multicapa está formada por la piel y las diferentes capas musculares (M. obliquus ext., M. obliquus int. y M. transversus) con sus respectivas progresiones de fibras. Es adecuado para el corte gradual de la pared abdominal, así como para el cierre de las capas individuales mediante suturas quirúrgicas o pinzas de piel.

HABILIDADES:

- Practicar incisiones, suturas y técnicas de atado quirúrgico en condiciones realistas.
- La demarcación visual y textural entre la piel y el tejido subcutáneo también ofrece la oportunidad de practicar la sutura intercutánea.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- El simulador de pezón también es adecuado para practicar el vendaje.

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- La superficie que parece piel tiene una textura y un tacto realistas.
- La superficie similar a la piel se cierra tras la retirada de la sutura y permite su uso múltiple.
- El entrenador tiene un soporte que garantiza una sujeción segura en la mesa con ventosas.
- Resistente al desgarro
- Mantiene su forma y textura incluso después de un uso repetido.
- El soporte puede utilizarse para montar la almohadilla de inyección en posición vertical u horizontal, según sea necesario.
- Dimensiones: 22 x 19 cm
- Espesor: 1,4 cm
- Capas:
 - Cutis
 - Subcutis
 - M. obliquus ext
 - M. obliquus int.
 - M. Travessa
 - Peritoneu

INCLUYE:

- 1 Pad de sutura de pared abdominal de vaca
- 1 Stand

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>