

Simulador canino para intubación - Razas braquicefálicas

Nº DE PRODUCTO: 3846



DESCRIPCION:

Simulador canino para intubación que permite para enseñar la técnica de intubación y gestión de vías aéreas en perros braquicefálicos.

El modelo de intubación braquicefálica le ayuda a navegar por la boca y la región respiratoria de los perros braquicefálicos (hocico corto) para ayudar a mejorar su capacidad de realizar una operación de intubación en situaciones de la vida real.

HABILIDADES:

- Intubación
- Videolaringoscopia

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Extracción de cuerpos extraños en la vía aérea

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Esta ayuda de formación anatómicamente correcta presenta una mandíbula funcional, una lengua elástica y un sistema faríngeo preciso (epiglotis, tráquea, paladar blando, etc.).
- El sistema de la garganta es visible en la parte posterior para que pueda comprobar su precisión en la realización del procedimiento.
- El modelo de intubación también viene con 4 soportes de montaje para montarlo en un soporte u otro dispositivo de su elección.
- Fabricado en silicona

INCLUYE:

- Simulador canino para intubación en razas braquicefálicas
- Soportes de montaje

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>