

# Simulador para RCP, vía aérea y auscultación con OMNI2 - HAL

Nº DE PRODUCTO: 1220



## DESCRIPCION:

HAL® es un entrenador de habilidades de RCP y manejo de vías respiratorias portátil y fácil de usar, diseñado para enseñar habilidades de reanimación y auscultación a estudiantes y profesionales en Emergencia Médica, Medicina y Enfermería. HAL® presenta una vía respiratoria de alta fidelidad, sonidos cardíacos y pulmonares realistas y un feedback de la calidad de RCP en tiempo real para ayudarle a enseñar resucitación cardiopulmonar efectiva y un eficaz manejo de las vías respiratorias.

HAL® también está disponible en una configuración de cuerpo entero.

## HABILIDADES:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Manejo de la vía aérea
- Intubación nasal y oral
- Formación en reanimación (RCP)
- Ventilación BVM
- Evaluación de la auscultación cardíaca y pulmonar
- Debriefing

## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- Torso superior masculino de tamaño adulto
- Puntos de referencia anatómicamente correctos para la colocación adecuada de la mano de RCP

### MANEJO DE VÍA AEREA:

- Vías respiratorias realistas con lengua, cuerdas vocales y tráquea
- Inclinación de la cabeza/elevación del mentón y empuje de la mandíbula realistas
- Intubación nasal y oral con accesorios estándar: ETT, LMA, King LT
- Puntos de referencia para la posición de las manos en RCP
- Elevación visible del tórax con ventilación bolsa-válvula-máscara
- La intubación esofágica y/o la ventilación excesiva producen distensión gástrica
- La intubación del tronco derecho presenta elevación unilateral del tórax

### RCP:

- Cumple con las directrices de RCP para adultos de 2015
- Resistencia y retroceso realistas de la cavidad torácica
- Información en tiempo real sobre la calidad de la RCP: Profundidad y frecuencia de compresión, frecuencia de ventilación, ventilación excesiva, tiempo sin flujo y ciclos de RCP

### CARDIACO/CIRCULACIÓN:

- Pulsos carotídeos palpables &#8211; Generados manualmente
- 40 Ruidos cardíacos y pulmonares normales y anormales programables

## INCLUYE:

- 1 HAL habilidades entrenador

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

- 1 interfaz de control inalámbrico OMNI2 (tablet + licencia)
- 1 caja de transporte
- 1 adaptador de suministro de energía
- 1 Manual de instrucciones



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>