

Torso para auscultación adulto - SAM 4

Nº DE PRODUCTO: 4398



DESCRIPCION:

El simulador de torso para formación en auscultación, aporta funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación. Mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando mayor flexibilidad a los docentes.

HABILIDADES:

- Técnicas de auscultación

CASOS Y PATOLOGIAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Biblioteca de ruidos normales y anómalos cardiacos, respiratorios, intestinales y soplos con la máxima calidad de sonido:
- 35 sonidos reales
- 3 sonidos dinámicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Control del simulador mediante smartphone o tablet
- Aplicación SAM4, disponible para iOS y Android
- Interfaz intuitiva dinamiza el proceso de aprendizaje
- Permite utilizar estetoscopios clínicos reales
- Conexión bluetooth para sonidos
- Posibilidad de compartir la experiencia formativa con audiencias numerosas mediante la conexión a cornetas
- Incluye una base giratoria de 360 grados que optimiza la demostración de los puntos de auscultación y la posición exacta del simulador
- Luces LED en todos los puntos de auscultación, estratégicamente situadas
- Estas luces incorporadas iluminan las posiciones correctas para escuchar los sonidos, lo que facilita a los alumnos la identificación y el abordaje de las áreas adecuadas para auscultar
- Ondas de ECG para todos los sonidos cardiacos
- Pulso de carótida palpable

INCLUYE:

- Torso de auscultación masculino SAM4 portátil
- Cable de alimentación
- Manual del usuario

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>