

# Simulador ultrarrealista adulto mujer para oncología - LifeCast

Nº DE PRODUCTO: 3594



## DESCRIPCION:

Simulador Ultrrealista adulto -mujer- para oncología, con anatomía realistas, como venas y estructuras subyacentes, cabello y una vía aérea anatómicamente precisa para el correcto entrenamiento de los procedimientos utilizado en los cuidados y atención de pacientes oncológicos. Creados con un peso manejable, de acuerdo a la enfermedad, y una altura media de adulto. Funciona sin electricidad, por tanto, son ideales para sesiones de simulación in situ; aportando un nuevo nivel de realismo a la formación médica, ayudan a crear apego emocional y compromiso a la formación basada en la práctica clínica.

## HABILIDADES:

- Manejo escalonado de la vía aérea:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Anatomía de la vía aérea realista
- Permite practicar intubación nasal y oral
- Uso de laringoscopios y dispositivos supraglóticos entre otros.

- Infusión intraósea bilateral en tibia
- Infusión intraósea en cabeza humeral
- Sondaje vesical (\*Parcial)
- Permite incorporar hasta 4 catéteres y/o líneas PICC
- Administración de medicina
- Extracción de sangre
- Empatía: aspecto realista de los efectos de la enfermedad: palidez cutánea, pérdida de grasa corporal, fragilidad, pérdida de cabello, entre otros.

## CARACTERISTICAS:

### GENERAL:

- Vía aérea superior boca, dientes y mandíbula, ventilación con máscara de válvula de bolsa, intunable, manipulación de la mandíbula inferior
- Fosas nasales para vía aérea nasofaríngea
- Inserciones Intraóseas en Cabeza Humeral y Tibia Bilateral
- Peso estándar 25 &#8211; 30 kg (estimado)\*\*
- Edad estándar aproximada de 40 años
- Cicatrices visibles de reservorios para la administración de tratamientos por quimioterapia
- Pelo perforado y Pelo corporal (Genitales)
- Colocación de PICC y reservorios

## INCLUYE:

- Simulador ultrarrealista adulto mujer para oncología
- Manual de Instrucciones
- Bolsa de transporte con ruedas

## MODULOS ADICIONALES:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

- Altavoz integrado (Ref. 3582)
- Monitor de Paciente (Ref. 1010)



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>