





FANTOMA CANINO PARA ECOGRAFÍA

Nº DE PRODUCTO: 2974



DESCRIPCION:

El fantoma desmontable canino sirve como simulador de formación independiente al ser compatible con ecografía y rayos X/tomografía computarizada y anatómicamente correcto. Imita a una hembra de pastor alemán de tamaño medio. Es una herramienta didáctica ideal para los profesionales veterinarios, ya que presenta estructuras anatómicas mejoradas y partes del cuerpo desmontables. Esto permite practicar diversas técnicas de posicionamiento con ambas modalidades de imagen.

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Este producto es una réplica de un perro hembra adulto normal y se utiliza para el entrenamiento de ecografía y otros veterinarios.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Los materiales de alta calidad utilizados proporcionan una imagen precisa durante el uso ecógrafos.
- Tamaño: 116 x 66 x 43 cm (aprox.)
- Peso: 55 kg (aprox.)
- Se puede personalizar con diferentes patologías en función de sus necesidades.

ESTRUCTURAS ANATÓMICAS:

- Cabeza de perro adulto
 - Cráneo de perro
 - Hueso de la mandíbula
 - Cerebro de perro realista
- Brazos delanteros de perro adulto
 - Brazo (Húmero)
 - Articulaciones del codo
 - Antebrazo (Radio, Cúbito)
 - Pata (muñeca con dedos)
 - Material que imita la piel
- Piernas traseras de perro adulto
 - Muslo (Fémur)
 - Articulaciones de la rodilla
 - Pierna (Tibia, Peroné)
 - Pata (huesos de los dedos)
 - Material que imita la piel
- Cola de perro adulto
 - Hueso de la cola
 - Material que imita la piel
- Torso de perro adulto
 - Columna vertebral completa
 - Caja torácica completa
 - Hombro (huesos de la escápula)
 - Pelvis

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Corazón
- Vasos sanguíneos conectados al corazón
- Pulmones
- Diafragma
- Estómago
- Hígado y vesícula biliar
- Riñones
- Bazo
- Páncreas
- Arterias renales
- Vejiga urinaria y próstata
- Uréteres y útero
- Intestino Grueso e Intestino Delgado
- Glándula suprarrenal
- Aorta y ganglios linfáticos sublumbares
- Colon descendente e intestino delgado
- Duodeno
- Vesícula biliar
- Vena porta, vena cava y ganglios linfáticos

MATERIALES:

- Tejidos blandos y órganos: Composición de resina blanda a base de uretano
- Huesos sintéticos: Material compuesto patentado a base de epoxi reforzado con cerámica

INCLUYE:

- 1 Fantoma canino para ecografía
- 1 Video del diseño 3D
- 1 Manual de usuario

MODULOS ADICIONALES:

CAJA ROBUSTA DE TRANSPORTE (se vende por separado):

- Añade una caja robusta para el almacenaje y el transporte seguro del fantoma cuando no esté en uso.
- Caja militar con ruedas

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES (se venden por separado):

- Rayos X
- Resonancia magnética (MRI)
- TAC (CT)



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>