

Fantoma para acceso venoso con ecografía - SONOEZ

Nº DE PRODUCTO: 4356



DESCRIPCION:

La innovadora serie SonoEZ se compone de un material realista con muy buena capacidad de ultrasonido, que proporciona imágenes de ultrasonido extremadamente realistas.

HABILIDADES:

- Acceso vascular guiado por ecografía

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Dimensiones: 12 x 8 x 5 cm
- Este entrenador ofrece la posibilidad de escanear y puncionar un vaso sanguíneo con un diámetro de 6 mm y una profundidad de 5 mm a 30 mm.
- La almohadilla puede ser perforada, los canales de punción se cierran casi por completo debido al material innovador, por lo que no se puede ver nada en la imagen de ultrasonido durante mucho tiempo.
- Suministrado en envase de plástico.

INCLUYE:

- Inserto para acceso vascular ecoguiado
- Contenedor ecoguiado

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>