


# Simulador avanzado para examen de mama - Breast Palpation

Nº DE PRODUCTO: 1201



## DESCRIPCION:

El nuevo **Breast Palpation Simulator for Clinical Teaching** combina materiales de vanguardia para crear una apariencia, sensación y textura realistas, aunando suavidad y durabilidad.

El simulador incorpora una **combinación de senos izquierdo y derecho**, incluyendo regiones de la axila, con una **variedad de masas** que tienen texturas distintas útiles para reconocer **condiciones normales y anormales**. Este simulador ofrece una excelente plataforma de formación en la que se pueden demostrar las técnicas de examen de mama.

## HABILIDADES:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Aprender a realizar la exploración mamaria de forma competente (es decir, el método de palpación en espiral y de arriba abajo)
- Conocimiento y autoexamen de las mamas

## CASOS Y PATOLOGIAS:

- Tejido mamario sano
- Carcinoma
- Efecto "piel cáscara de naranja"
- Sarcoma gigante
- Mastitis crónica
- Carcinoma cirroso
- Quistes varios benignos

## CARACTERISTICAS:

### GENERALES:

- Las 6 mamas intercambiables incluyen una variedad de patologías diferentes para el entrenamiento de las habilidades de examen de las mamas. Se incluye una variedad de tumores malignos y benignos tanto en la región mamaria como en la axila
- Tres mamas izquierdas intercambiables que muestran mastitis crónicas, crecimientos benignos y carcinomas escirrosos
- Tres mamas derechas intercambiables que muestran un carcinoma y el efecto "piel de naranja", un sarcoma gigante y tejido mamario normal
- Suavidad, textura, aspecto y durabilidad muy reales
- Los pechos están fijados a la parte superior del torso de un adulto y pueden desmontarse y volverse a montar fácilmente
- El entrenador puede utilizarse en posición vertical o reclinada

### CONDICIONES DE LOS SENOS DERECHOS:

- Carcinoma
- Efecto "piel de naranja"
- Sarcoma gigante
- Tejido mamario normal

### CONDICIONES DE LOS SENOS IZQUIERDOS:

- Mastitis crónica
- Crecimiento benigno

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Carcinoma escirroso

## INCLUYE:

- 1 torso superior
- 3 mama derecha que demuestra varias patologías
- 3 senos dejados que demuestran varias patologías
- 1 CD con el paquete de aprendizaje de examen de senos
- 1 bolsa de transporte suave
- 1 Manual de instrucciones

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>