

# BRAZO PEDIÁTRICO DE ACCESO INTRAVENOSO Y ARTERIAL 1 AÑO

Nº DE PRODUCTO: 1932



## DESCRIPCION:

El nuevo **Pediatric IV And Arterial Access Training Arm de un año** es un entrenador de tareas realista y versátil, diseñado para dotar de competencias de acceso intravenoso y arterial a estudiantes de todos los niveles.

## HABILIDADES:

- Palpación del pulso radial y braquial
- Ejercicios de acceso venoso
- Canulación venosa y arterial
- Ejercicios de infusión intraósea

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Tuel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Extracción y recogida de sangre
- Extracción y recogida de sangre arterial

## CARACTERISTICAS:

### GENERAL:

- La piel de aspecto natural proporciona una apariencia y un tacto realistas
- Red arterial y venosa realista
- Intensidad y frecuencia de pulso ajustables (0 - 180 BPM)
- Depósito de sangre externo para el suministro continuo de fluidos y la presurización de los vasos y observar el retroceso
- Venas y arterias fácilmente reemplazables
- Muñeca articulada que permite la flexión palmar
- Se puede utilizar de forma autónoma o acoplada a un soporte
- Permite la transiluminación para el acceso a las venas
- Sin látex

### INYECCIÓN ARTERIAL Y VENOSA:

- Los accesos venosos cubital y cubital permiten la canulación, la infusión, la inyección en bolo y la extracción/recolección de sangre
- Los accesos arteriales radial y braquial permiten la canulación y la extracción de sangre
- Pulso radial y braquial palpable

## INCLUYE:

- 1 Brazo de entrenamiento recién nacido IV y acceso arterial
- 1 stand
- 1 reservorio de bolsas de sangre
- 1 caja de control
- 1 bolsa de dispensación de sangre
- 1 Conjunto de accesorios
- 1 fuente de alimentación
- 1 manual del usuario

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>