

Simulador para inyección intramuscular en glúteo

Nº DE PRODUCTO: 1161



DESCRIPCION:

Simulador para inyección intramuscular en glúteo ofrece un aprendizaje tanto visual como táctil.

El simulador de inyecciones intramusculares es extremadamente realista. Las texturas de la piel y los músculos, así como la forma y la posición de los huesos, se asemejan mucho a las de un paciente real. Como resultado, la perforación del tejido con una aguja duplica la sensación de administrar una inyección real.

HABILIDADES:

En este simulador se pueden enseñar y practicar tres tipos de inyecciones intramusculares:

- Dorsoglútea
- Ventroglútea
- Vasto lateral

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- La estructura ósea simulada en el torso representa:

- Extremo superior del fémur, o trocánter mayor
- Espinas ilíacas posterosuperior y anterosuperior
- Sacro

- La estructura ósea proporciona puntos de referencia anatómicos palpables que ayudan a los estudiantes a identificar los lugares de inyección adecuados

- Se corta una sección del cuadrante superior y externo del área glútea izquierda para que los estudiantes puedan visualizar las estructuras subyacentes

- Los músculos glúteo medio y glúteo mayor, el nervio ciático y las estructuras vasculares se muestran claramente

- Dimensiones: 55 cm x 40 cm x 25 cm

INCLUYE:

- 1 Simulador para inyección intramuscular en glúteo
- 1 Guía didáctica
- Suministro de jeringuillas
- 1 Maletín de transporte.