


FANTOMA DE ECOGRAFÍA DE ACCESO VASCULAR - VAUP

Nº DE PRODUCTO: 1891



DESCRIPCION:

El fantoma de ecografía de acceso vascular es un excelente simulador de salud para introducir y mejorar las técnicas y habilidades psicomotoras asociadas a un exitoso acceso vascular guiado por ultrasonido. El material único de simulación de paciente es de color carne, con el tacto y la resistencia a la punción del tejido humano.

HABILIDADES:

- Posicionamiento del transductor de ultrasonido
- Entrenamiento de habilidades de acceso vascular

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

CARACTERÍSTICAS:

El contorno curvado de la parte superior del maniquí es similar a los contornos de los pacientes y tiene la ventaja añadida de mostrar la importancia de la posición del transductor, ya que la posición puede afectar a la calidad de la imagen visualizada, lo que no es posible en los maniqués que son planos. Este maniquí puede visualizarse y accederse a él desde la superficie superior, lateral o inferior, en la base o extraído de la caja.

El maniquí de ecografía, muy duradero, se puede acceder a él 1.000 veces, es autorreparable y se puede rellenar con la sangre simulada resistente a las manchas que se suministra.

El fantoma de ecografía de acceso vascular VAUP tiene cuatro vasos contenidos dentro del fantoma:

- Vena superficial muy pequeña
- Vena de tamaño medio a media profundidad
- Vena de tamaño medio que se bifurca en dos vasos más pequeños
- Vena más grande a profundidad

INCLUYE:

- 1 almohadilla venosa con 4 venas
- 1 caja duradera
- 1 botella de sangre simulada

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>