

INTRAVENOUS IV TRAINING ARM

Nº DE PRODUCTO: 1147



DESCRIPCION:

Intravenous Training Arm simula un brazo adulto normal y contiene surcos venosos localizados anatómicamente equipados con tubos blandos que simulan las venas de forma aproximada.

Su piel maleable es removible y lavable y se extiende sobre la estructura venosa.

HABILIDADES:

- IV training exercises
- Blood collection
- Infusion exercises
- Intravenous injections
- Venipuncture
- Toruniquet technique
- Venous therapy
- Detection of collapsed or bulging vessels
- Professional-to-patient communication

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CARACTERÍSTICAS:

FEATURES:

ANATOMY:

Prominent multi-venous network
Simulated cephalic, basilic, antecubital, radial, and ulnar veins.
Realistic “pop” as needle enters vein
Resealing veins and outer skin

VERSATILITY:

Practice blood collection exercises with simulated blood
Administration of medication by intravenous bolus
Simulation of infusion technique
Simulation of clenched fist or tourniquet position.
Squeeze bulb to increase or decrease venous pressure. Veins stand out or collapse.

USER-FRIENDLY:

Quiet and compact, thereby improving portability of the unit.
Easy to replace the veins to allow quick change-out between procedures

INCLUYE:

- 1 IV de entrenamiento brazo
- 1 Base Lucite ahumada con soporte para la bolsa de sangre
- 1 bolsa de dispensación de sangre
- 1 bulbo de presión
- 1 piel de repuesto de la piel
- 1 embudo
- 1 talco en polvo
- 1 concentrado de sangre simulado
- 1 bolsa de transporte
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>