

Pad para extracción de sangre en animales grandes

Nº DE PRODUCTO: 3360



DESCRIPCION:

Esta almohadilla de extracción de sangre de aspecto real ofrece la oportunidad de practicar la toma de muestras de sangre y la cateterización venosa en animales grandes.

Esta almohadilla de recogida de sangre tiene dos venas cava integradas, que imitan perfectamente las características de los vasos sanguíneos subcutáneos.

HABILIDADES:

- Posee dos venas que simulan diferentes niveles de estasis sanguínea y, por tanto, permiten entrenar con distintos niveles de dificultad, como suele ocurrir en la vida real.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- La superficie de la piel, que se asemeja a la de un animal grande, tiene una textura y un tacto muy realistas.
 - La superficie similar a la piel se cierra después de la inyección/extracción y permite utilizar múltiples inyecciones/extracciones de sangre.
- Reutilizables
- El entrenador tiene un soporte que garantiza una sujeción segura en la mesa con ventosas.
 - Resistentes al desgarro
 - Conservan su forma y textura incluso después de un uso repetido.
 - El soporte puede utilizarse para montar la almohadilla de inyección en posición vertical u horizontal, según sea necesario.
 - Dimensiones: 15 x16 cm
 - Grosor: 3 cm
 - Venas: 0.9 cm ?

INCLUYE:

- 1 Pad para extracción de sangre en animales grandes
- 1 Stand

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>