

BEBÉ A TÉRMINO ULTRARREALISTA PARA PARTO - BABY ROHAN

Nº DE PRODUCTO: 2053



DESCRIPCION:

Bab Rohan es un pequeño bebé con un tono de piel africano. Es muy flexible y se mueve y se siente como un recién nacido realista. Tiene los ojos ligeramente abiertos y pestañas pequeñas.

HABILIDADES:

- Ejercicios de parto y alumbramiento
- Entrenamiento en cesáreas normales o de emergencia
- Parto vaginal en muchos modelos de maniqués de parto
- Intubación (no tiene referencias anatómicas)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Ventilación neonatal
- Extracción de sangre de la vena umbilical
- Formación para nuevos padres; bañar y vestir al bebé

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Al ser un bebé de parto, es lo suficientemente flexible como para plegarse en la barriga o el útero de una embarazada y lo suficientemente resistente como para soportar cesáreas o partos vaginales.
- El bebé tiene pulmones y puede intubarse y ventilarse con una elevación visible del tórax.
- Se le puede limpiar la boca y la nariz.
- Su muñón umbilical tiene 3 líneas sanguíneas y se le puede extraer sangre. (Es necesario introducir la sangre antes de cada uso).
- Cada bebé tiene una coloración única, pestañas y pelo negro rizado.
- Como el pelo es muy vulnerable, se humedece con silicona para crear el aspecto mojado del recién nacido.
- Se puede lavar, bañar, secar y empolverar
- Longitud: 50 cm.
- Circunferencia de la cabeza: 37cm
- Peso: 3,2kg

INCLUYE:

- 1 Bebé rohan
- 1 Conjunto de ropa
- 1 Bolsa de transporte
- 1 kit de cuidado: polvo de bebé, champú para bebés y maniquí

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>