

# REALTi Go Monitor de paciente simulado

Nº DE PRODUCTO: 1010



## DESCRIPCION:

**REALTi Go** ofrece a los formadores una herramienta de entrenamiento fantástica y a los estudiantes una plataforma increíblemente realista que facilita su aprendizaje. Ofrece una simulación médica como nunca antes, basada en la tecnología que se usa todos los días.

Los estudiantes visualizan un **monitor de paciente simulado** (con pantallas genéricas) en una tablet mientras el instructor usa una tablet facilitadora para controlarlo todo. Una configuración simple, rápida y fiable.

## HABILIDADES:

- Crear, realizar y compartir escenarios de simulación
- Presentación de formas de onda de ECG realistas
- Analizar las características de la desfibrilación

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Crear escenarios de ventilación ReVel
- Características de la DEA

## CASOS Y PATOLOGIAS:

Pantallas incluidas en la plataforma:

- Pantalla de monitoreo
- Pantalla DEA
- Pantalla de signos vitales
- Pantalla de signos vitales de onda simple
- Pantalla del ventilador ReVel

REALITi Go lleva integrada una biblioteca de resultados de laboratorio y radiología: Imágenes radiológicas procesadas TC y rayos X y resultados de laboratorio con más de 100 parámetros.

## CARACTERISTICAS:

### REALISTA Y FIABLE:

- Los estudiantes ven un monitor de paciente simulado en un iPad mientras el instructor utiliza un iPad facilitador para controlar todo. Configuración sencilla, rápida y fiable.
- Pantallas del desfibrilador, del monitor, del DEA y del monitor de signos vitales

### PORTÁTIL:

- La bolsa de diseño personalizado asegura el iPad dentro de su propio compartimento, dándole el aspecto y la sensación de un verdadero monitor/desfibrilador que puede utilizarse en cualquier lugar.
- Entrene en cualquier lugar y en cualquier momento
- Acceso a todos los controles normales del iPad
- Guarde y cargue su iPad facilitador cuando no lo utilice
- Compartimentos para guardar el cable y los accesorios

### ECONÓMICO, LIDERANDO EL CAMINO:

- REALITi Go ofrece una simulación muy avanzada por un coste muy inferior al de los sistemas tradicionales y siempre actualizada.
- Coste y complejidad reducidos en comparación con un simulador tradicional
- Las actualizaciones periódicas del software mantienen a REALITi Go al día
- Utiliza lo mejor de la tecnología iPad

### SIMPLEMENTE AVANZADO:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- iSimulate ha desarrollado ActiveWave como el siguiente paso en la tecnología de formas de onda avanzadas. ActiveWave ofrece formas de onda más claras, nítidas y flexibles que nunca
- REALITi Go utiliza complejos algoritmos para crear visualizaciones hiperrealistas
- Con una interfaz sencilla, se pueden crear simulaciones complejas con facilidad

## INCLUYE:

- 1 Monitor ipad
- 1 Facilitadores ipad
- 6 Pantalla de acceso (software)
- 2 Cargadores de suministro de energía
- 1 Enrutador wifi
- 1 Caja de transporte
- 1 Manual de instrucciones
- Accesorios:
  - Cable ECG 3 derivaciones
  - Cable ECG 7 derivaciones
  - Cable troncal ECG 10 derivaciones
  - Electrodos ECG desechables
  - Sensor SpO2
  - Manguito PNI adulto
  - Conector Desfibrilador/DEA
  - Placa adhesiva para desfibrilador (1 par)
  - Tubo de secado de gas sensor EtCO2

## MODULOS ADICIONALES:

- **REALITi SimScope:** Estetoscopio simulado para auscultación &#8211; Ref. 1117
- **REALITi RCP:** Módulo de RCP para simulador de monitor de paciente &#8211; Ref. 3339

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>