

ENTRENADOR DE CUIDADO DE OSTOMÍAS - FEMENINO

Nº DE PRODUCTO: 1199



DESCRIPCION:

Advanced Patient Care Female Ostomy Skills Trainer es un torso femenino adulto de tamaño normal diseñado para ayudar a los participantes a practicar y desarrollar habilidades ginecológicas básicas.

El simulador tiene estomas, útiles para la práctica y el desarrollo de habilidades de cuidados de ostomía.

HABILIDADES:

- Stoma care and managment skills
- Application of disposable or permanent ostomy bags
- Treatment of skin conditions

CARACTERISTICAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

GENERAL:

- Estomas esculpidos de una colostomía transversal, una ileostomía y un estoma suprapúbico
- Conexión de los sitios del estoma a tanques internos extraíbles y reemplazables que representan el colon, el intestino delgado, el íleon y la vejiga
- Aplicación de bolsas de ostomía desechables o permanentes.
- Tratamiento de afecciones de la piel alrededor de los sitios del estoma.

INCLUYE:

- 1 Torso de tamaño real con genitales femeninas
- 4 Estomas de silicona
- 1 Bolsa de transporte
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>