

# VALT SERVER - Sistema de gestión de video/audio

Nº DE PRODUCTO: 2529



## DESCRIPCION:

**VALT** es un sistema de gestión de video/audio para simulación. Es una solución de software innovadora que permite a los usuarios crear y administrar su propia base de datos de videos. Esta poderosa herramienta ayuda a las organizaciones a aumentar el uso de video para mejorar la efectividad de una amplia variedad de programas.

La aplicación permite a los usuarios ver, grabar y gestionar eventos de vídeo de forma rápida y sencilla.

## CASOS Y PATOLOGIAS:

### BEAM APP:

- Capture y administre eventos en vivo en tiempo real con BEAM, un complemento móvil de la solución VALT.
- Con BEAM, su dispositivo móvil actúa como un punto final de video sobre la marcha, para que pueda grabar desde cualquier lugar.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Los videos móviles se cargan automáticamente a su base de datos de VALT, lo que permite a todos los usuarios autorizados administrar y buscar videos fácilmente.

## CARACTERÍSTICAS:

### OBSERVA EL VIDEO EN TIEMPO REAL:

- Integración de cámaras HD: Con capacidad para utilización de hasta 50 cámaras IP por un único servidor.
- Multi-cámara: Agrupe varias cámaras o codificadores en una sola habitación. Las cámaras agrupadas comienzan a grabar juntas y también a reproducir juntas de forma sincronizada.
- Multi-visualización: Cambia rápidamente desde la vista individual a pantallas customizadas. Los usuarios pueden observar hasta nueve grabaciones simultáneamente.
- Control PTZ: Controle fácilmente las cámaras de giro, inclinación y zoom (PTZ) a través de nuestra interfaz de software. También podemos crear o saltar a posiciones predefinidas llamadas "preajustes"; cuando nuestro sistema está emparejado con cámaras habilitadas para PTZ.
- Módulo "Talkback": Los usuarios pueden "hablar"; en cualquier habitación a través de la red utilizando un USB estándar o un micrófono integrado a través de nuestro cliente de software basado en navegador.

### CAPTURA AUDIO Y VIDEO EN ALTA CALIDAD:

- Compatible con todos los buscadores: Accede y etiqueta tus grabaciones desde cualquier buscador de internet, PC, tablet, móvil o Mac.
- Programador académico: Esto permite a los usuarios programar grabaciones con anticipación. El programa se puede configurar para que se repita automáticamente de forma diaria, semanal o mensual, lo que permite la automatización completa del proceso de grabación. El programador también se integra con las cámaras para reposicionar automáticamente la cámara en el área de interés al comienzo de las grabaciones programadas.
- Botón "push": Inicie y detenga la grabación con solo presionar un botón. El sistema también se integra con LED independientes o en botón que proporcionan un indicador visual de cuándo una grabación está activa.
- Utilice la aplicación Beam APP para convertir cualquier dispositivo iOS en una plataforma de captura móvil que se integra a la perfección con la aplicación VALT.

### REVISA Y EDITA TUS GRABACIONES:

- Búsqueda rápida: Asocie información de búsqueda personalizable con sus grabaciones. Nuestro software permite al usuario final crear una base de datos de videos con capacidad de búsqueda.
- Zoom digital: Haga zoom digital durante la observación en vivo o al revisar una grabación de video. Esta función es especialmente útil cuando nuestra solución se combina con cámaras HD.
- Recorte de video: La aplicación cuenta con una herramienta de edición fácil de usar. Esto permite la creación de clips más pequeños a partir de un video más grande sin afectar el video original.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Etiquetado y marcadores: Etiquete puntos específicos dentro de una grabación durante la observación en vivo o durante el proceso de revisión. Estos puntos pueden tener descripciones de búsqueda asociadas. Estos marcadores; permiten a los usuarios ir directamente a ese punto del video de manera similar a los capítulos de un DVD.
- Reportes y evaluaciones: Crea y evalúa a tus alumnos a través de reportes con métricas.

#### **GESTIONA LOS DATOS DE TU INSTITUCIÓN O CENTRO:**

- Clasificación de los videos: Crea grupos de usuarios para gestionar de forma automática los datos almacenados.
- Importa tus videos: Importe cualquier video en formato MP4 al sistema, etiquételo con información de búsqueda y establezca los derechos de acceso adecuados.
- Descarga segura: Los usuarios pueden descargar grabaciones del sistema, copiarlas en una unidad flash, grabarlas en un DVD y compartirlas con otras personas con los permisos de usuario adecuados.
- Links externos: Etiquete videos específicos para enlaces de acceso directo a URL. Esto también se puede usar para conectar videos de nuestro sistema a sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) de software de terceros.
- Comparte y comenta: Las herramientas para compartir integradas permiten a los usuarios compartir videos fácilmente con otros grupos de usuarios o usuarios individuales.

#### **SEGURIDAD CIBERNÉTICA:**

- Integración con LDAP: Importe de forma masiva usuarios LDAP al sistema y asígnelos al grupo de usuarios Valt adecuado. Esto permite a los usuarios utilizar la misma información de inicio de sesión de la red para acceder a nuestro sistema.
- Todos los datos están encriptados y cifrados, protegidos frente ataques web.
- Permisos de usuario: VALT system administrators have granular access over every single feature, video stream, recorded video asset and data on our system. A robust security and permission structure can be implemented to comply with any organization procedures.
- Grabación definida en el tiempo: VALT registra y pone a disposición de los administradores del sistema la siguiente información para su búsqueda y clasificación. Cada entrada tiene un sello de fecha y hora.

## **INCLUYE:**

- 1 Servidor con sistema VALT pre-instalado
- Licencias para conexión de cámaras IP
- Accesos de usuario y profesor
- Instalación y formación en el uso de la herramienta

## **MODULOS ADICIONALES:**

#### **VALT BEAM: (se vende por separado)**

- Graba y transmite vídeo de forma inalámbrica con un dispositivo móvil

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Modos: offline para la captura de vídeo móvil y streaming
- La transmisión de BEAM convierte su dispositivo móvil en una cámara y un micrófono inalámbricos. Cuando está en modo streaming, la grabación y las anotaciones se gestionan en su software VALT.
- El modo BEAM offline graba vídeo y lo almacena localmente en su dispositivo móvil. Cuando su dispositivo se conecta a una red inalámbrica con acceso a su servidor VALT, el vídeo se carga automáticamente en el servidor central.

- Funciones de captura de vídeo adaptadas a su entorno

**KEYPAD NUMÉRICO: (se vende por separado):**

- Capacidad de inicio / parada para usuarios autorizados
- Código PIN / ID vinculado al usuario de VALT
- Visualización de texto de estado de grabación
- Permisos de usuario aplicados a la sesión
- Controles avanzados en la habitación
- Pausar grabaciones
- Agregar marcadores
- Comparte grabaciones con un usuario
- Comparte grabaciones con un grupo

**BOTÓN PUSH &#8220;REC&#8221; (se vende por separado):**

- Capacidad de inicio / parada en o cerca de la habitación
- Placa de pared de una unidad
- Presionar el botón
- Indicador LED
- Light = grabación en curso
- Opción de botón rojo o azul

**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

**CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>