

# Simulador de RCP con luz indicadora - Bebés

Nº DE PRODUCTO: 2969



## DESCRIPCION:

La colección profesional PRESTAN combina cuatro (4) maniqués infantiles profesionales en una sola colección. Bebé de tamaño natural permite entrenar en técnicas correctas de RCP. La ventilación y la compresión se pueden practicar como un bebé de verdad.

Totalmente compatible con las pautas actuales de la industria, incluida la Directiva de retroalimentación integrada de la AHA más reciente.

Disponible en tonos de piel medios u oscuros y solo con RCP.

## CARACTERISTICAS:

### GENERAL:

- Los contornos esculpidos del cuerpo y el tacto realista de la piel ayudan a preparar a los alumnos para los rescates de la vida real.
- Una cabeza que simula la forma en que se movería la cabeza de un bebé real.
- La inclinación de la cara/cabeza mejora la experiencia de aprendizaje de la RCP y enseña a los estudiantes a abrir las vías respiratorias durante la RCP.
- Cumple con las últimas directrices de la AHA, la ARC y la ERC.

### FUNCIONAMIENTO:

- Si la ventilación se realiza correctamente, el pecho se elevará.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- La profundidad de compresión correcta se indica mediante un sonido de clic, el ritmo de compresión correcto se controla mediante un indicador luminoso incorporado.
- Las vías respiratorias están diseñadas como artículos desechables, lo que evita la necesidad de desinfección.
- En el caso de la educación en grupo, se puede colocar un protector facial individual adicional con lter para proteger a los alumnos de las infecciones.

## INCLUYE:

- 4 Baby CPR Manikin
- 40 protectores faciales
- 4 bolsa de transporte
- 1 Instrucciones de uso

## MODULOS ADICIONALES:

### **MONITOR DE RCP (opcional):**

- Los maniqués pueden estar equipados con un revolucionario monitor de frecuencia de RCP que permite obtener información instantánea tanto para el instructor como para el alumno sobre la frecuencia de las compresiones torácicas.
- La información visual del monitor de frecuencia de RCP ofrece a los estudiantes una sensación real de realizar 100 compresiones por minuto.

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>