

# Simulador para bloqueo nervioso infraclavicular y PEC guiado por ecografía

Nº DE PRODUCTO: 4329



## DESCRIPCION:

El Simulador infraclavicular facilita la adquisición de habilidades para la realización de los bloqueos nerviosos infraclavicular del plexo braquial, PEC I, PEC II y Parasternal. Permite la práctica de inyecciones, el reconocimiento de la anatomía y la colocación precisa de la punta de la aguja guiada por ecografía.

## HABILIDADES:

- Bloqueos soportados: Infraclavicular, PEC 1 y PEC 2, Parasternal
- Permite la práctica de inyecciones y enseña el reconocimiento de patrones anatómicos del plexo axilar mediante ecografía
- Coordinación aguja-ojo para guiar con seguridad la inserción de la aguja

## CARACTERISTICAS:

### GENERAL:

- El tejido de los simuladores es autorreparable y duradero.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Tejido que admite el uso de cualquier equipo de ecografía/ultrasonidos.
- Los vasos representados son sólidos, no requieren de llenado con líquido para su utilización. De esta forma se eliminan las fugas de líquido, ofreciendo un entorno de aprendizaje más aséptico.
- Fácil limpieza y almacenaje, simplemente retire completamente el gel de ultrasonidos y elimine la humedad del tejido.
- El simulador incorpora una bandeja rígida para la recogida de fluidos.
- Configuración rápida y eficaz.

#### **ANATOMÍA REPRESENTADA:**

- Músculos pectorales y serratos
- Arteria y vena axilares
- Cuerdas del plexo
- Clavícula
- Apófisis coracoid
- Costillas 1-4
- Pleura
- Cavidad torácica

#### **Referencias externas:**

- Clavícula
- Surco deltopectoral
- Músculos pectoral y deltoides
- Hombro

- Las estructuras internas anatómica y proporcionalmente correctas imitan fielmente los escaneados de anatomía humana.

## **INCLUYE:**

- Simulador para bloqueo nervioso infraclavicular y PEC guiado por ecografía
- 1 Inserto (preinstalado)
- Base rígida de soporte y recogida de fluidos
- Bolsa anti-polvo
- Maleta de transporte

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>