

Simulador para cuidado de ostomías

Nº DE PRODUCTO: 4107



DESCRIPCION:

Mientras que las intervenciones de ostomía ofrecen a los pacientes una nueva oportunidad de vida, este sencillo simulador puede contribuir a darles calidad de vida. Después de la cirugía, saber cómo cuidar adecuadamente el estoma es fundamental para obtener un buen resultado.

CARACTERISTICAS:

- Presenta cuatro estomas que pueden irrigarse con un catéter, lavarse, vendarse y equiparse con bolsas de ostomía.
- Dimensiones; 28x19x9 cm
- Las bolsas de ostomía pueden colocarse sobre los estomas, pero no se adherirán al modelo

INCLUYE:

- Simulador para cuidado de ostomías
- Lubricante
- Sábana de cobertura
- Maletín de transporte que mide 23x30x12 cm

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>