

Simulador para sondaje vesical felino - Macho

Nº DE PRODUCTO: 3758



DESCRIPCION:

Este modelo es un felino macho anatómicamente correcto que permite practicar la colocación correcta de la sonda urinaria.

Se puede extraer una carcasa interna del gato, que contiene la vejiga, el hueso de la pelvis y el pene con una suave espuma alrededor. La vejiga puede llenarse con agua desde el tubo de llenado situado en la parte posterior del soporte, para obtener información real y practicar el drenaje de la vejiga. El prepucio puede enrollarse hacia atrás para exponer el pene para la inserción de la sonda.

HABILIDADES:

- Práctica de suturas
- Sondaje vesical
- Practicar el drenaje de la vejiga

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- El modelo puede sujetarse a un escritorio o mesa y tiene patas de goma antideslizantes para evitar que se mueva durante el procedimiento.
- Anatómicamente correcto:
 - Vejiga
 - Hueso de la pelvis
 - Pene
- En la parte posterior del gato se coloca un bloque de sutura reemplazable, con un refuerzo de malla en la silicona, que permite suturar la sonda a la piel. Posibilidad de practicar la sutura del catéter en su sitio.
- Practicar la colocación correcta de la sonda urinaria.
- Pene de silicona y prepucio retráctil.
- Vejiga llena de agua para obtener información real.
- El tubo para el agua se fija en la parte posterior con un tapón.
- Diseño de sobremesa con pies de goma antideslizantes.

INCLUYE:

- 1 Simulador de sondaje vesical felino macho
- Tubo de relleno de agua
- Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>