

Bebé a término para formación en cuidados especiales - Femenino

Nº DE PRODUCTO: 4386



DESCRIPCION:

Bebé a término para formación en cuidados especiales, de tamaño neonato, permite al personal médico en los complejos sanitarios enseñar procedimientos especiales y desarrollar un plan de cuidado infantil para bebés con necesidades especiales. El simulador se desarrolló pensando en un amplio abanico de propuestas de formación entre los cuales las estudiantes noveles de enfermería.

HABILIDADES:

- Cuidado traqueostómico (limpieza y aspiración) – tamaño 3,0 mm neonatal
- Cuidado gastrostómico (limpieza y sondaje) – tamaño 14 FR
- Cuidado nasogástrico (colocación, limpieza, sondaje y aspiración) – tamaño 8 FR o inferior

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Cateterización uretra (inserción, colocación y cuidado) – talla 8 FR
- Estoma colostomía (cuidados básicos)

CARACTERISTICAS:

- Peso: 2.5 kg
- Sexo: Femenino
- Permite la realización de procedimientos médicos vitales.
- Perfecto para enseñar procedimientos especiales y desarrollar un plan de cuidados de enfermería para lactantes con necesidades especiales.
- Dispositivos médicos que pueden utilizarse son:
 - Sonda de traqueostomía
 - Catéter de succión
 - Sonda de gastrostomía
 - Sonda nasogástrica
 - Sonda uretral
- Otros cuidados generales que pueden practicarse son:
 - Baño
 - Cambio de pañales
 - Diversos cambios de vendajes

INCLUYE:

- 1 Simulador recién nacido a término para formación en cuidados especiales – Femenino
- Bolsa de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>