

Entrenador de episiotomía y sutura perineal

Nº DE PRODUCTO: 1153



DESCRIPCION:

Simulado de entrenamiento de ayuda durante el parto para la mejora de las habilidades clínicas: El entrenador de episiotomía y sutura permite practicar el cuidado y la sutura profesionales de las heridas derivadas de los partos vaginales.

Es recomendable que el personal médico (matronas y doctores) reciba una formación continuada acerca del diagnóstico y el tratamiento de heridas derivadas del parto.

Con el objetivo de reproducir de manera realista estas heridas derivadas del parto, el simulador permite palpar y suturar en la zona perineal las estructuras musculares siguientes:

- M. sphincter ani externus (músculo esfínter externo del ano)
- M. transversus perinei superficialis (músculo transverso superficial del perineo)
- M. bulbospongiosus (músculo bulboesponjoso)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

HABILIDADES:

Este entrenador permite mostrar el tratamiento de heridas:

- Episiotomía mediana
- Episiotomía mediolateral
- Episiotomía lateral
- Laceraciones vaginales
- Laceraciones labiales
- Sutura perineal

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Las capas musculares y de la piel se pueden suturar por separado.
- Material resistente a varios cortes, la repetición.
- Tejidos realistas al tacto.
- Fácil cuidado y limpieza.
- Entrenador compacto.
- El soporte regulable de los tejidos simulados es estable.
- Piezas desmontables, puedes trabajar sin el soporte.
- Material con base de silicona y libre de látex.

INCLUYE:

- Entrenador de episiotomía y sutura perineal – Pieza de silicona
- Base
- Soporte

MODULOS ADICIONALES:

MODULO OPCIONAL:

- Repuesto de pads para episiotomía (5ud) – Ref. 3713

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>