

Simulador avanzado de recién nacidos - NEWBORN PEDI

Nº DE PRODUCTO: 1290



DESCRIPCION:

El PEDI® es un **simulador avanzado de cuerpo completo para pacientes recién nacidos**, diseñado para ayudar a los participantes a entrenar y desarrollar habilidades de **procedimientos neonatal**.

Su diseño **anatómicamente preciso** permite a los participantes trabajar de forma práctica y perfeccionar las habilidades de intubación, ventilación, compresiones, canulación intravenosa y cateterismo umbilical.

HABILIDADES:

- Sondaje urinario

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Vendaje
- Cuidados higiénicos
- Detección de la pupila dilatada
- Intubación nasal
- Intubación endotraqueal
- Maniobra de Sellick
- Formación en reanimación (RCP)
- Cateterismo umbilical
- Palpación de pulsos
- Entrenamiento intravenoso
- Inyección intraósea
- Formación intramuscular
- Alimentación por sonda nasogástrica y nasogástrica
- Succión gástrica
- Cuidado del estoma
- Ejercicios de inyección intramuscular

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

- Neonato a término de tamaño y peso medio: 8 libras 19,5 pulgadas
- Piel lisa de todo el cuerpo
- Disponible en tonos de piel claros, medios y oscuros sin coste adicional
- Resistencia realista y variedad de articulaciones, incluida la columna vertebral flexible
- Cordón umbilical desmontable
- Puntos de referencia lumbares palpables para una correcta inserción de la aguja

MANEJO DE LA VÍA AÉREA:

- Anatomía precisa de la cavidad oral y las vías respiratorias, incluyendo las encías, la lengua, la epiglotis, la glotis y las cuerdas vocales
- Practica la intubación endotraqueal con los aditamentos estándar
- Apoyar la colocación de dispositivos supraglóticos para la vía aérea
- Realizar la maniobra de Sellick
- Soporta la ventilación de presión positiva mediante BVM, intubación nasofaríngea u orofaríngea

SISTEMA RESPIRATORIO:

- Elevación visible del tórax con ventilación de presión positiva
- Inserción de tubo torácico

CARDIACO/CIRCULATORIO:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Resistencia realista para las compresiones torácicas y el retroceso
- Pulsos palpables generados con la pera de presión manual: fontanela, umbilical, braquial y femoral

ACCESO VASCULAR:

- Canulación intravenosa: infusión en bolo y toma de muestras de la mano, el cuero cabelludo y el ombligo
- Cateterismo umbilical (UVC/UAC): acceso, infusión continua y toma de muestras
- Punción bilateral del talón con extracción de sangre
- Punción lumbar: cateterismo, infusión y toma de muestras
- Inyección intramuscular anterolateral en el muslo
- Infusión tibial intraósea bilateral

GASTROINTESTINAL:

- Permite la intubación nasogástrica y orogástrica
- Realizar la alimentación y la aspiración a través de sondas gástricas
- Ileostomía, colostomía y estomas suprapúbicos para el cuidado de la ostomía y ejercicios de drenaje
- Genitales masculinos y femeninos intercambiables
- Sondaje urinario con retorno de fluidos

INCLUYE:

- 1 Entrenador de habilidades para atender a recién nacidos
- 3 Estomas
- 3 muñones umbilicales
- 1 Cordón umbilical
- 3 Inserciones lumbares
- 6 IO Sustitución de huesos de la tibia
- 4 Inserciones en el talón
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>