



Modelo para demostración visual del parto

Nº DE PRODUCTO: 4236



DESCRIPCION:

El juego de modelos de educación para el parto incluye todos los modelos esenciales para demostrar el proceso del parto. El set también incluye un Modelo de pelvis estándar que puede alojar la cabeza del Modelo fetal; un Modelo perineal de tela que se fija a la pelvis para mostrar el estiramiento del perineo y una posible episiotomía; y un Modelo de placenta/cordón/amnios/corion. Un recurso imprescindible para la educación sobre el parto. Creado pensando en el educador de partos

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Fabricado en tela beige resistente para representar un feto con tono de piel beige.
- Los juegos de modelos de parto también están disponibles con modelos fetales que representan tonos de piel marrón o marrón oscuro.
- El modelo fetal de tela incluido puede demostrar cualquier presentación o posición.
- La cabeza de plástico del modelo fetal tiene fontanelas anterior y posterior palpables.
- Un modelo de pelvis estándar que puede alojar la cabeza del modelo fetal.
- Un modelo perineal de tela, que se fija a la pelvis con correas elásticas y es perfecto para mostrar el estiramiento del perineo, una posible episiotomía y la salida de la cabeza del feto.
- Un modelo de placenta/cordón/amnios/corion, que permite mostrar el modelo fetal dentro de un saco amniótico simulado y cuenta con un

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

cordón umbilical a presión que puede sujetarse al ombligo simulado del modelo fetal, un cordón práctico para cerrar el saco y una representación precisa en dos colores de las membranas amniótica y coriónica.

INCLUYE:

- 1 modelo fetal de 48 cm de largo aprox.
- 1 modelo de pelvis estándar 26,5x 17,5x 19 cm
- 1 modelo perineal de tela 12,5x 16,5 cm
- 1 modelo de placenta/cordón/amnios/corion 17,5x 20 cm
- Peso 1.6 kg

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>