

Simulador de cuerpo entero para SAV y Descontaminación

Nº DE PRODUCTO: 3627



DESCRIPCION:

Simulador de cuerpo entero para SAV y Descontaminación es un entrenador de cuerpo completo de 1,5 metros que combina nuestro cabezal de intubación estándar y el brazo de intravenosa con un cuerpo no electrónico.

Los servicios de atención que necesiten desarrollar habilidades avanzadas, como el mantenimiento de las vías respiratorias y la administración de suero, apreciarán esta unidad.

La adición de un kit de simulación de víctimas a este maniquí amplía su uso para las MCI. Si se combinan estas opciones con un escenario de ADM (armas de destrucción masiva) o CBRNE (sustancias químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas) en el que se programen procesos de DECON (descontaminación), se obtiene la configuración perfecta para su uso en el procesamiento a través de estaciones de descontaminación.

El agua no le hará daño a este entrenador, y puedes iniciar el tratamiento de soporte vital avanzado mientras estás lavando los contaminantes.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

HABILIDADES:

- Mantenimiento de la vía aérea
- Administración intravenosa
- Soporte Avanzado de Vida
- Descontaminación
- Intubación

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Robusto
- Sumergible
- No tiene componentes de electrónica
- Tamaño: 165 x 58 x 23 cm
- Peso: 23 kg
- No tiene funciones de ECG
- Entrenador de cuerpo entero WMD/CBRNE/DECON

MODULOS ADICIONALES:

CABEZA DE TRAUMA PARA INTUBACIÓN – Ref. 3628 (se vende por separado):

- La cabeza de trauma para intubación permite el movimiento de la mandíbula (restringido), el entrenamiento para el control de hemorragias externas e internas.
- Esta diseñada con una apertura en la boca que permite su intubación, la utilización herramientas.
- Entre sus características físicas se encuentra:
 - Hinchazón de la lengua
 - Laringoespasmos
 - Contiene: dientes, lengua, úvula, epiglotis, cuerdas vocales, tráquea y laringe.
- Incluye una bolsa de transporte blanda, polvo de sangre simulada y lubricante.
- Tamaño: 48 x 17 x 125 cm
- Peso: 3 kg

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>