

# Simulador Ultrrealista Senior hombre - LifeCast

Nº DE PRODUCTO: 3595



## DESCRIPCION:

Simulador Ultrrealista Senior hombre, con detalles realistas, como venas y estructuras subyacentes, cabello y una vía aérea anatómicamente precisa para el correcto entrenamiento de procedimientos. Creados con un peso manejable y una altura media de adulto.

No necesita corriente eléctrica para funcionar por tanto son ideales para sesiones de simulación in situ; fomentan un manejo más natural, aportando un nuevo nivel de realismo a la formación médica, ayudan a crear apego emocional y compromiso a la formación basada en la práctica clínica.

## HABILIDADES:

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Reanimación cardiopulmonar (RCP)
- Manejo escalonado de la vía aérea
- Soporte Avanzado de Vida (SAV)
- Infusión intraósea bilateral en tibia y cabeza humeral
- Descompresión con aguja en 2º y 5º espacio intercostal
- Sondaje vesical (\*Parcial)

## CARACTERISTICAS:

### GENERAL:

- Anatomía de la vía aérea realista
- Manejo de vía aérea superior
  
- Boca, dientes y mandíbula
- Ventilación con máscara de válvula de bolsa,
- Intubación (nasa y oral)
- Manipulación de la mandíbula inferior
- Permite aplicar la maniobra del mentón para abrir la vía aérea previa a las ventilaciones
- Uso de laringoscopios y dispositivos supraglóticos entre otros.
  
- Compatible con RCP
  
- Su estructura ósea interna reproduce la realidad de una maniobra de RCP en un anciano.
  
- Fosas nasales para vía aérea nasofaríngea
- Inserciones Intraóseas en Cabeza Humeral y Tibia Bilateral
- Inserción de agujas de descompresión: 2º espacio intercostal (frontal) y 5º espacio intercostal
- Peso estándar 25 y 30 kg (estimado)\*\*
- Edad estándar aproximada de 80 años
- Párpados cerrados capaces de abrirse manualmente
- Pelo perforado y Pelo corporal (Genitales)

## INCLUYE:

- Simulador Ultrrealista geriátrico hombre
- Manual de Instrucciones

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Bolsa de transporte con ruedas

## MODULOS ADICIONALES:

- Altavoz integrado (Ref. 3582)
- Monitor de Paciente (Ref. 1010)