

# Maniquí adulto para RCP y SBV con app - Prestan 2000

Nº DE PRODUCTO: 2960



## DESCRIPCION:

El mismo maniquí profesional para adultos, de alta calidad y realista, está ahora disponible con retroalimentación avanzada, que incluye la frecuencia, la profundidad, el retroceso, la ventilación y el tiempo de desconexión de las manos, a través de una aplicación de retroalimentación de RCP PRESTAN habilitada para Bluetooth® y disponible en dispositivos Apple y Android.

Cumple totalmente con las directrices actuales del sector, incluida la política de uso de dispositivos de retroalimentación en los cursos de formación en reanimación de la Fundación del Corazón y el Ictus de Canadá de febrero de 2021 y la directiva de retroalimentación integrada más reciente de la AHA. Disponible en tonos de piel medios u oscuros, solo con retroalimentación de RCP y en configuraciones de uno o cuatro paquetes.

## CARACTERISTICAS:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

## APP DE RETROALIMENTACIÓN Y MÉTRICAS:

- Proporciona información avanzada de alta calidad sobre la RCP en tiempo real a través de una conexión Bluetooth® con el maniquí PRESTAN Professional Adult Series 2000.
- La información avanzada sobre la RCP (incluye el ritmo, la profundidad, el retroceso, la ventilación y el tiempo sin manos) se monitoriza, se muestra fácilmente y está disponible para la elaboración de informes, lo que permite a los estudiantes autocontrolar su rendimiento y ganar confianza durante el entrenamiento en RCP.
- La aplicación permite a los instructores impartir una formación completa en RCP y supervisar el rendimiento de la RCP de hasta seis (6) alumnos a la vez.
- Esta aplicación también está equipada con una función de informes que permite descargar los resultados del entrenamiento de RCP directamente desde la aplicación.
- La aplicación PRESTAN CPR Feedback es para los dispositivos de retroalimentación de directivas instrumentadas (IDFD) que cumplen los requisitos más recientes de la política de uso de dispositivos de retroalimentación en los cursos de formación en reanimación de la American Heart Association y la Heart and Stroke Foundation of Canada de febrero de 2021.
- Los idiomas que actualmente admite la aplicación PRESTAN CPR Feedback son inglés (estadounidense), inglés (internacional), alemán, español, francés, italiano, neerlandés, portugués, turco, ruso, chino (simplificado), japonés y coreano.

## INCLUYE:

- Maniquí Prestan 2000
- Bolsas higiénicas para ventilación boca-boca
- Manual de usuario
- Bolsa de transporte

## MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

## CONTACTO

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>