

PRESTAN AED TRAINER

Nº DE PRODUCTO: 2265



DESCRIPCION:

Este AED Trainer Plus se parece mucho a los Entrenadores de DEA de marca en tamaño y peso para una experiencia de formación realista.

Es el formador de DEA perfecto para todos los que hacen entrenamiento de DEA, siendo independiente de la plataforma, robusto, con precios accesibles y un bajo coste de consumibles.

CARACTERISTICAS:

- Contains customizable training environment options
- You can switch from adult to child easily by pushing a button
- Clear announces in two languages. (German/English). The Language can be changed at the push of a button
- Three volume options – loud, medium, quiet

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Teacher can stop the scenario at any time to comment the training. The scenario is continued at the same position after pause function is deactivated
- Optional available remote control for the teacher. A single remote will control several AED Trainers within its range.
- Easily switch from automatic to semi-automatic
- The scenario button quickly changes the shock sequence.
- The model contains the current guidelines and can be updated at any time by simply changing the easy to replace module.

INCLUYE:

- 1 unidad principal de entrenador AED
- 1 par de almohadilla adulta / paedriática
- 1 Conjunto de baterías preinstaladas
- 1 Conjunto de botones adicionales
- 1 bolsa de transporte
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>