



# Simulador adulto femenino para RCP con indicadores luminosos PRESTAN FEM (4 ud)

Nº DE PRODUCTO: 4516



Power/No Power	○ ○ ○ ○
Compression to 100/120 mm/min	● ● ● ●
CPM* < 60	● ● ○ ○
CPM* 60 – 79	● ● ● ●
CPM* 80 – 99	● ● ○ ○
PM* 100 - 120	● ● ● ●
CPM* > 120	● ● ○ ○
Respirations Stopped	● ● ○ ○
<small>PROFESSIONAL FEMALE MAY</small>	



## DESCRIPCION:

El maniquí femenino profesional PRESTAN está diseñado para transformar la formación en RCP/DEA, mejorar las tasas de supervivencia en RCP de las mujeres, fomentar el diálogo y romper las barreras, y eliminar los prejuicios de género en la administración de la RCP.

## HABILIDADES:

- Compresiones torácicas en modelos femeninos
- Ventilación para soporte básico de vida

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- Con el mismo diseño de confianza que el maniquí profesional para adultos, el maniquí femenino es realista a la vista y al tacto, a diferencia de cualquier otro maniquí de formación en RCP del mercado.
- Ligero y de instalación rápida y sencilla.
- Equipado con un revolucionario monitor de frecuencia de RCP que permite obtener información instantánea sobre la frecuencia y la profundidad tanto para el instructor como para el alumno.
- Totalmente conforme con las directrices actuales del sector, incluida la Directiva de retroalimentación integrada más reciente de la AHA.
- Disponibles en tonos de piel medios u oscuros, sólo con retroalimentación de RCP y en configuraciones de kit individual, de 4 unidades o de 4 unidades de diversidad. También hay disponibles pieles de recambio que se pueden utilizar con los maniqués PRESTAN Professional Adult, Adult Series 2000, PRO+ Adult y Adult Jaw Thrust.
- Todos los maniqués profesionales PRESTAN están disponibles con un revolucionario monitor de frecuencia de RCP que permite obtener información instantánea tanto para los instructores como para los alumnos. La información visual del monitor de frecuencia de RCP proporciona a los alumnos una sensación real de estar realizando entre 100 y 120 compresiones por minuto. Las luces señalan continuamente la progresión de la frecuencia, confirmando que las compresiones se encuentran dentro del intervalo de 100-120 cpm recomendado por las directrices del sector. La luz amarilla parpadeará si se sobrepasa el límite superior de 120 cpm, advirtiendo a los alumnos que deben reducir la velocidad. Los instructores pueden supervisar a varios alumnos de forma rápida y sencilla.
- Además del monitor visual de frecuencia de RCP, los alumnos también oirán un sonido de clic cuando el tórax se empuje hasta la profundidad adecuada de 2,0 a 2,4 pulgadas, lo que les permitirá experimentar la verdadera fuerza necesaria para realizar compresiones torácicas reales.

## INCLUYE:

- 4 Torsos femeninos adultos para RCP
- 10 protectores faciales con filtro
- 1 Bolsa de transporte

## MODULOS ADICIONALES:

### DEA DE ENTRENAMIENTO &#8211; AED ULTRATRAINER (se vende por separado, Ref. 2266):

- El PRESTAN AED UltraTrainer es nuestra solución de entrenamiento de DEA más compacta y ligera, con opciones de personalización completas para adaptarse a cualquier situación de formación en el aula.
- Este entrenador de DEA se asemeja a una experiencia de formación en vivo como ningún otro en el mercado. Para su uso con el sistema patentado de detección de almohadillas PRESTAN.
- Módulo fácil de sustituir que contiene las directrices de RCP actuales y dos idiomas. Viene de serie con la opción de idiomas inglés/español

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**

*Excellence. Every patient. Every time.*

o inglés/francés.

- Disponible en configuraciones individuales y de 4 unidades.



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>